



強い！速い！骨との結合が速い！  
強い！速い！骨との結合が速い！



**AQB**<sup>®</sup>  
IMPLANT SYSTEM



新生骨再生状態



HA再結晶化 歯根部SEM像



Simple is the Best

シンプル&  
確実な手技で

HAインプラントは、HAの純度、HA結晶性だけでなく形状もHAの力を決定する重要な要素。インプラント体周囲の骨の生成においては、骨芽細胞がHA結晶の先端に付着し生体内でHAを造成する過程でエピタキシャルな成長をし、結晶性に連続性のある、より強固なインテグレーションを実現します。AQB歯根部の再結晶化HA表面は、まるでイガグリのような形状。ほぼ100%の結晶化度で理想的な結晶状態を有します。この表面形状がAQBの早期かつ強固な骨結合を可能にする証なのです。

販売名:AQBインプラント 承認番号20500BZZ01172000

販売名:AQB ABIインプラント 承認番号30100BZX00252000

資料請求先

AQB・ABI インプラント株式会社

TEL 03-5839-2541

FAX 03-3862-1264

E-mail info@aqb.jp

URL <https://www.aqb.jp>

