

AQBインプラント用ツール/セット/別売パーツ内容

●セットツール

品 名	型式	製造販売元	承認/認証/届出番号
AQBラウンドバー	-	(株)デンテック	21900BZX00404000
AQBガイドドリル	S L		
AQB方向チェッカー	S	(株)デンテック	13B2X00094000072
	M L		
AQBスパイラルドリル	φ2.5S φ2.5L φ3.5S φ3.5L φ4.5S φ4.5L	(株)デンテック	21900BZX00404000
AQBカウナードリル	φ3.5 φ4.5		21900BZX00404000
AQBエンドミルリーマー	φ2.75 φ3.75 φ4.75		13B2X00094000065
			13B2X00094000075
			13B2X00094000073
AQBリーマーエクステンション	-		13B2X00094000070
AQBフィンガードライバー	S L		13B2X00094000074
AQBフリーレンチ	-	AQB・ABIインプラント(株) (株)デンテック	11B1X10027080901 13B2X00094000071
AQBフリーレンチアダプター	-		
AQBアラームゲージ	φ3用 φ4用 φ5用	(株)デンテック	13B2X00094000066
AQBリーマー	φ2.9 φ3.9 φ4.9		21900BZX00404000
AQBサーキュラーナイフ	φ3用 φ4用 φ5用		13B2X00094000067
AQBフィクサー	φ3用 φ4用 φ5用		13B2X00094000068 13B2X00094000069 13B2X00094000076
AQBフィクサーサポート	-		-
AQBフィクサージョイント	-		-
AQBフィクサーエクステンション	-		-
ツールケース	-		-
X線ガイド	-		-
ツールガイド(φ3、4、5用6枚セット)	-		-

●1ピースTタイプ専用ツール

品 名	型式	製造販売元	承認/認証/届出番号
AQBフィクサーTタイプ	φ3用 φ4用 φ5用	(株)デンテック	13B2X00094000067
	φ3用 φ4用 φ5用		21900BZX00404000

●2ピース専用パーツ

品 名	型式	製造販売元	承認/認証/届出番号
アバットメントスクリュー	-	(株)アドバンス AQB・ABIインプラント(株)	20500BZZ01172000

●2ピース専用ツール

品 名	型式	製造販売元	承認/認証/届出番号
HEXドライバースピット※1)	φ3.0S φ2.35S φ2.35L	(株)デンテック	21900BZX00404000
	4 5		
	-		
AQBボーンプロファイラー	-	AQB・ABIインプラント(株)	11B1X10027060404
AQBボーンプロファイラーガイド	-		13B1X00133Z00028
SOLDドライバースピット	φ3.0S	(株)吉田製作所	13B2X00094000126
トルクコントロール	-	(株)デンテック	11B1X10027000031
HEXドライバースピット	-	AQB・ABIインプラント(株)	13B1X00205000030 11B1X10027000030
AQBカスタムパターン	4 5		
アバットメントレプリカ※2) (21種×各3個)	-	(株)アドバンス AQB・ABIインプラント(株)	

※1) フィンガードライバー用：φ3.0S トルクコントロール用：φ2.35S、φ2.35L
※2) レプリカ単品(各サイズ5個入)

●2ピースTタイプ専用ツール

品 名	型式	製造販売元	承認/認証/届出番号
AQBカウンターボアドリル	(2P) φ4-5	(株)デンテック	21900BZX00404000

●オプションツール

品 名	型式	製造販売元	承認/認証/届出番号
AQBリーミグドリル	φ2.75 φ3.75 φ4.75 φ2.75L φ3.75L φ4.75L	(株)デンテック	21900BZX00404000
サージカルバー	164RF/018	佐藤歯材(株)	13B2X00094000120
AQBトルクレンチ	-		13B1X10122000009

●マイクロモーター


品 名	型式	製造販売元	承認/認証/届出番号
サージック Pro2 (ライト付)	LED付	(株)ナカニシ	303ALBZX00014000
サージック Pro2 (ライト無)	LED無		

●その他

品 名	型式	製造販売元	承認/認証/届出番号
リーフレット(100部)	-	AQB・ABIインプラント(株)	-
治療説明書(100部)	-		-

AQB・ABI インプラント株式会社 本社 〒359-0004 埼玉県所沢市北原町899-5

注文・お問合せ先 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-4-6 東日本橋一丁目ビル8F
デンタル事業本部 TEL：03-5839-2541 FAX：03-3862-1264
E-mail：info@aqb.jp URL：https://www.aqb.jp



1ピースタイプ

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000

φ	型番	3SS	3SM	3SL	3MS	3MM	3ML	3LS	3LM	3LL	3Y9	3Y11
③	11											
	9											
	7											
	0											
mm	8											
	10											
	12											
	14											

φ	型番	466	468	4SS	4SM	4SL	4MS	4MM	4ML	4LS	4LM	4LL
④	11											
	9											
	7											
	0											
mm	6											
	8											
	10											
	12											

φ	型番	566	568	5SS	5SM	5SL	5MS	5MM	5ML	5LS	5LM	5LL
⑤	11											
	9											
	7											
	0											
mm	6											
	8											
	10											
	12											

：特殊サイズのため、交換不可となります。ご注文いただいてから1〜2ヵ月程かかる場合がございます。

1ピースTタイプ

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000

φ	型番	T3SS	T3SM	T3SL	T3MS	T3MM	T3ML	T3LS	T3LM	T3LL	T3Y9	T3Y11
③	11											
	9											
	7											
	0											
mm	8											
	10											
	12											
	14											

φ	型番	T46S	T468	T4SS	T4SM	T4SL	T4MS	T4MM	T4ML	T4LS	T4LM	T4LL
④	11											
	9											
	7											
	0											
mm	6											
	8											
	10											
	12											

φ	型番	T56S	T568	T5SS	T5SM	T5SL	T5MS	T5MM	T5ML	T5LS	T5LM	T5LL
⑤	11											
	9											
	7											
	0											
mm	6											
	8											
	10											
	12											

：特殊サイズのため、交換不可となります。ご注文いただいてから1〜2ヵ月程かかる場合がございます。

表示方法

1ピース

4

M

M

外径

支台部

被覆部

6 : 6mm

S : 8mm

M : 10mm

L : 12mm

Y : 14mm

6 : 6mm

S : 7mm

M : 8mm

L : 9mm

Y : 11mm

6 : 6mm

S : 8mm

M : 10mm

L : 12mm

Y : 14mm

6 : 6mm

S : 7mm

M : 8mm

L : 9mm

Y : 11mm

1ピースTタイプ

T4

M

M

外径

支台部

被覆部

T3 : 3.4mm

T4 : 4.4mm

T5 : 5.4mm

6 : 6mm

S : 8mm

M : 10mm

L : 12mm

Y : 14mm

S : 7mm

M : 8mm

L : 9mm

Y : 11mm

S : 7mm

M : 8mm

L : 9mm

Y : 11mm

支台部がSの場合、*の幅は0mm

AQBインプラント 2ピースシステムの組合せ

アバットメント
スクリュー

ヒーリングキャップ
4 5

ヒーリングアバットメント
SS S M L

コーピングスクリュー

AQBピックアップコーピング
φ4 φ5

マルチアバットメント
φ4 φ5

インプラント
アナログ
φ4 φ5

2ピースフィクスチャ
4081 4101 4121 4082 4102 4122 5081 5101 5121 5082 5102 5122

2ピースTタイプフィクスチャ
T4121 T4141 T4122 T4142 T4123 T4143 T4125 T4145

アバットメント
スクリュー

ストレート アバットメント
5-6-0 SS S M L

ストレート アバットメントW
WS WM WL

アングル アバットメント
15°SS 15°S 15°M 15°L 25°SS 25°S 25°M 25°L

アングル アバットメントW
15°WS 15°WM 15°WL 25°WS 25°WM 25°WL

マルチ アバットメント
φ4 φ5

アバットメント
スクリュー

ODアバットメント
A B

ODアバットメント
ベース

アバットメントの共有化

マルチアバットメント4を除く全てのアバットメントは、
フィクスチャφ4、φ5の両方に使用することができます。
(マルチアバットメント4はフィクスチャφ4専用)
※フィクスチャφ5と2PTタイプφ4は同一規格となります。

ストレート
アバットメントS

ストレート
アバットメントWM

フィクスチャφ4


フィクスチャφ5

	フィクスチャφ4 左図4Aもしくは4B	フィクスチャφ5 左図5Aもしくは5B	
ストレートアバットメント アングルアバットメント	5-6-0	0.5mm	0.0mm
	SS	0.5mm	0.0mm
	S	1.0mm	0.5mm
	M	2.0mm	1.5mm
	L	3.0mm	2.5mm
	WS	1.5mm	1.0mm
ヒーリングアバットメント	WM	2.5mm	2.0mm
	WL	3.5mm	3.0mm
	SS	1.0mm	0.5mm
	S	3.0mm	2.5mm
	M	4.0mm	3.5mm
	L	5.0mm	4.5mm
マルチアバットメント	4	4.0mm	-
	5	4.5mm	4.0mm
ODアバットメントベース	-	1.5mm	1.0mm


※アバットメントスクリューは単品販売もごさいます。

ヒーリング アバットメント

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000




表示方法




マルチ アバットメント

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000




表示方法




OD アバットメントベース

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000




表示方法




AQBピックアップコーピング

販売名：AQBピックアップコーピング
承認番号：11B1X10027060402




表示方法



印象採得の際に、マルチアバットメントと組合わせて使用します。

AQBインプラントアナログ

販売名：AQBインプラントアナログ
承認番号：11B1X10027060401




表示方法




AQBコーピングスクリュー

販売名：AQBコーピングスクリュー
承認番号：11B1X10027060405




形 状




オーブントレー法で印象採得の際にマルチアバットメント、及びAQBピックアップコーピングと組合わせて使用します。

ODアバットメント(焼却パターン)

販売名：ODアバットメント
届出番号：13B1X00205060403
11B1X10027060403






表示方法



ODアバットメントベースと組合わせて使用します。



2ピースフィクスチャ

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000



2ピースフィクスチャ Tタイプ


販売名：AQB ABIインプラント
承認番号：30100BZX00252000




※アバットメントスクリューは単品販売もごさいます。

ストレート アバットメント

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000




表示方法



ストレート アバットメントW

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000




表示方法




アングル アバットメント

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000




表示方法




アングル アバットメントW

販売名：AQBインプラント
承認番号：20500BZZ01172000




表示方法



※1 15° (SS、S、M、L) のみ、φ4専用とφ4・5共用があります。25° (SS、S、M、L) はφ4・5共用となります。
φ4専用アバットメントは、特殊サイズのため、交換不可となります。ご注文いただいてから1～2ヶ月程かかる場合がございます。


工程

使用ツール(共通)




関連商品


ツール
セット



ツール
ガイド



X線
ガイド



アバットメント
レプリカセット



サージック
Pro2

